

Protocolo general de envío de una muestra a GENOME4CARE

Muestra:

Cualquiera de las siguientes opciones:

1. Muestra de sangre con EDTA (tubo malva) de 3 ml en sobre o caja acolchada debidamente identificada y cerrada.
2. Muestra de ADN genómico en tubo eppendorf (preferiblemente tipo low bind) sellado con parafilm en sobre o caja acolchada debidamente identificada y cerrada.
3. Muestra de sangre en papel en sobre debidamente identificado y cerrado.
4. PARA OTRO TIPO DE MUESTRA (BIOPSIA, TUMOR, ASPIRADO MEDULAR ETC) contacten telefónicamente con GENOME4CARE: **646 684 540**

Envío por correo ordinario (de manera que no llegue en fin de semana) a la siguiente dirección:

Dirección:

A/A Dra. Marmiesse

GENOME4CARE S.L

P2L9 Edificio CIMUS

Avenida de Barcelona S/N 15706 Santiago de Compostela, España

Documentos NECESARIOS asociados a la muestra:

- Hoja de petición debidamente cumplimentada.
- La historia clínica del paciente, imprescindible para un adecuado desarrollo del informe final.
- Consentimiento informado o la declaración de la existencia de un consentimiento informado.
- Compromiso de pago del hospital o entidad peticionaria (puede ser un particular)